

ウサギ抗ヒト Pd-L1/Cd274 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nzq7

商品番号: CM0007976



前書き

ヒトPD-L1/CD274 (B7-H1, PDL1) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）用途で検証済みです。免疫チェックポイント研究や腫瘍免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト PD-L1/CD274 mAb
別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29126
遺伝子ID	29126
免疫原	ヒトPD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸1〜290番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋梱包