

Rabbit Anti-Human Perforin Mab For Fc (Intra) - P14222

商品番号: CM0009936

前書き

細胞内フローサイトメトリー用にヒト Perforin (PRF1) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み；61 kDaタンパク質を検出します。免疫細胞の細胞傷害性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Perforin mAb
備考/別名	P1; PFP; HPLH2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5551
免疫原	ヒト Perforin (NP_005032.2) のアミノ酸21-555に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P14222
タンパク質分子量	61 kDa
配送	アイスパック