

ウサギ抗ヒトリン酸化PI3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55γ (Y199) モノクローナル抗体 細胞内フローサイトメトリー用 - P27986 / O00459 / Q92569

商品番号: CM0001539



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体で、リン酸化されたPI3K制御サブユニットp85α (Y467)、p85β (Y464)、p55γ (Y199)に特異的に結合します。ヒト検体におけるPI3K /AKTシグナル伝達の解析を目的とした細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトリン酸化PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
備考/別名	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5295/5296/8503
遺伝子ID	5295/5296/8503
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異抗体
応用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P27986/O00459/Q92569
タンパク質分子量	42-54kDa/81-84kDa
発送	保冷剤