

ウサギ抗ヒトリン酸化PI3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55 Γ (Y199) モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P27986 / O00459 / Q92569

商品番号: CM0001362



前書き

リン酸化されたPI3K制御サブユニット p85 α (Y467)、p85 β (Y464)、p55 γ (Y199)を標的とする、結合型ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、ヒト細胞におけるPI3K/AKTシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトリン酸化PI3KP85 α -Y467+P85 β -Y464+P55 γ -Y199 mAb
備考/別名	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
免疫原	合成ペプチド - ヒト PI3KP85 α (NP_852664.1) のY467周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P27986/O00459/Q92569
タンパク質分子量	42-54kDa/81-84kDa
発送	水袋