

ウサギ抗ヒト リン酸化-Pi3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199

モノクローナル抗体 - P27986 / O00459 / Q92569

商品番号: CM0001913



前書き

ヒト リン酸化-PI3K p85α (Y467)、p85β (Y464)、p55γ (Y199)

に対する標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー(FC)で検証済み。ヒト検体におけるPI3K/AKTシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト リン酸化-PI3Kp85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 モノクローナル抗体
備考/別名	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
免疫原	合成ペプチド / ヒトPI3Kp85α (NP_852664.1)のY467周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P27986/O00459/Q92569
タンパク質分子量	42-54kDa/81-84kDa
発送	保冷バッグ