

細胞内フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトPlzfモノクローナル抗体 - Q05516

商品番号: CM0012302



前書き

骨髄球成熟に関与する転写抑制因子であるヒトPLZF（ZBTB16）を標的とする、共役ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーでの検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトPLZF mAb
別名	PLZF; ZNF145
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7704
免疫原	ヒトPLZF (NP_005997.2) のアミノ酸6～137番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05516
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷剤