

細胞内フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトPlzfモノクローナル抗体 - Q05516

商品番号: CM0009307



前書き

ヒトPLZF（ZBTB16）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーでの実用性が確認済みです。反応性：ヒト。転写抑制および骨髄球分化機構の研究にご活用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトPLZF mAb
別名	PLZF; ZNF145
対象種	ヒト
遺伝子ID	7704
免疫原	ヒトPLZFのアミノ酸6〜137番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05516
タンパク質分子量	74kDa
輸送方法	保冷剤