


ウサギ抗ヒトポドプラニンモノクローナル抗体（Fc用） - Q86YL7

商品番号: CM0009632



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトポドプラニン（PDPN）に対する。フローサイトメトリー法で検証済み。細胞遊走、接着、リンパ管生物学、腫瘍進行の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトポドプラニン mAb
備考/別名	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
種	ヒト
GeneID	10630
免疫原	ヒトポドプラニン（NM_006474.5）のアミノ酸21-123に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86YL7
タンパク質分子量	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
発送	保冷バッグ