

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトポドプラニンモノクローナル抗体 - Q86YL7

商品番号: CM0012330



前書き

ヒトポドプラニン（PDPN/Aggrus/Gp36）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーおよびヒト交差反応性でバリデーション済み。がん生物学、リンパ系、細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトポドプラニンmAb
備考/別名	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T1A; ポドプラニン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10630
GeneID	10630
免疫原	ヒトポドプラニン（NM_006474.5）のアミノ酸21-123に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86YL7
タンパク質分子量	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
配送	保冷バッグ