


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトPth1Rモノクローナル抗体（） - Q03431

商品番号: CM0010046



前書き

で標識したヒトPTH1Rに対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。副甲状腺ホルモン1受容体（PTH1R）は、カルシウム恒常性に関与するGタンパク質共役受容体です。研究および診断用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトPTH1R mAb
備考／別名	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
種	ヒト
Gene ID	5745
免疫原	ヒトPTH1Rのアミノ酸27～188（NP_000307.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03431
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ