


ウサギ抗ヒトPth1Rモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Q03431

商品番号: CM0009955



前書き

ヒトPTH1R（副甲状腺ホルモン1受容体）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済み。GPCRシグナル伝達および骨・腎疾患研究に適しています。ヒトPTH1Rに特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトPTH1R mAb
備考／別名	PFE ; EKNS ; PTHR ; PTHR1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5745
GeneID	5745
免疫原	ヒトPTH1R（NP_000307.1）のアミノ酸27～188に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03431
タンパク質分子量	66 kDa
配送	保冷バッグ