


ウサギ抗ヒト Ror1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q01973

商品番号: CM0009077



前書き

ヒトROR1細胞外ドメイン（aa 24-403）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。がん、神経生物学、およびシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ROR1 mAb
備考/別名	NTRKR1; dJ537F10.1
種	ヒト
遺伝子ID	4919
免疫原	ヒトROR1 (NP_005003.2) のアミノ酸24-403に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01973
タンパク質分子量	104kDa
配送	アイスバッグ