


ウサギ抗ヒトRor1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q01973

商品番号: CM0008137



前書き

ヒトROR1を標的とする標識済みウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。ヒトROR1に特異的で、104kDaのタンパク質を検出します。Wntシグナル伝達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトROR1 mAb
備考/別名	NTRKR1; dJ537F10.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4919
GeneID	4919
免疫原	ヒトROR1 (NP_005003.2) のアミノ酸24-403に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01973
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ