

ラビット抗ヒトSiglec-8 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Nyz4

商品番号: CM0011688



前書き

ヒトSiglec-8 (SAF-2)を標的とする標識ラビットモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーで検証済みで、好酸球、好塩基球、肥満細胞上の44-54 kDa膜レクチンを検出します。免疫表現型解析やアレルギー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒトSiglec-8 mAb
備考/別名	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
種	ヒト
GeneID	27181 (ヒト)
免疫原	ヒトSiglec-8 (NP_055257.2)のアミノ酸17-363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質分子量	44kDa/46kDa/54kDa
発送	保冷バッグ