

ウサギ抗ヒト Siglec-8 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nyz4

商品番号: CM0011361



前書き

ヒト Siglec-8 を標的とする高品質な標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途に特化しており、好酸球、肥満細胞、好塩基球の生物学研究に最適です。ヒト試料との反応性が確認されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト Siglec-8 mAb
備考/別名	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27181
GeneID	27181
免疫原	ヒト Siglec-8 (NP_055257.2) のアミノ酸 17-363 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質分子量	44kDa/46kDa/54kDa
配送	アイスバッグ