


## ウサギ抗ヒト Siglec-8 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nyz4

商品番号: CM0011530



### 前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒト Siglec-8 (Q9NYZ4) を標的とする  
結合ウサギモノクローナル抗体。好塩基球、肥満細胞、および好酸球上の Siglec-8 を特異的に検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | ウサギ抗ヒト Siglec-8 mAb                                                     |
| 備考/別名    | SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, sialic acid-binding Ig-like lectin 8 |
| 種        | ヒト                                                                      |
| 遺伝子ID    | 27181                                                                   |
| 免疫原      | ヒト Siglec-8 (NP_055257.2) のアミノ酸 17-363 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質             |
| ソース      | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                               |
| アプリケーション | FC                                                                      |
| 交差反応性    | ヒト                                                                      |
| SWISS    | Q9NYZ4                                                                  |
| タンパク質分子量 | 44kDa/46kDa/54kDa                                                       |
| 配送       | アイスバッグ                                                                  |