

ウサギ抗ヒト Siglec-8 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nyz4

商品番号: CM0009340



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒト Siglec-8 (SAF-2) ターゲット）。好酸球、好塩基球、肥満細胞の検出のためのフローサイトメトリー用に設計されています。組換え免疫原により、高い特異性が保証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト Siglec-8 mAb
備考/別名	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
種	ヒト
GeneID	27181 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質 (ヒト Siglec-8 の a.a. 17-363, NP_055257.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質分子量	44kDa/46kDa/54kDa
配送	アイスバッグ