

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Siglec9 モノクローナル抗体 - Q9Y336

商品番号: CM0009499

前書き

フローサイトメトリー用 結合ウサギ抗ヒト SIGLEC9
モノクローナル抗体。ヒト好中球および単球上の
CD329
を検出します。組換え免疫原；タンパク質分子量
50～52 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト SIGLEC9 mAb
備考／別名	CD329 ; CDw329 ; FOAP-9 ; siglec-9 ; OBBP-LIKE
種	ヒト
Gene ID	27180 (ヒト)
免疫原	ヒト SIGLEC9 (NP_055256.1) のアミノ酸 18～348 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y336
タンパク質分子量	50 kDa、52 kDa
輸送条件	保冷剤