

Rabbit Anti-Human Syk Mab For Fc (Intra) - P43405

商品番号: CM0006253



前書き

ヒト Syk (p72-Syk)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に設計されています。B細胞受容体シグナル伝達、自然免疫、および血小板活性化経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Syk mAb
備考/別名	IMD82; p72-Syk
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6850
GeneID	6850
免疫原	合成ペプチド ヒト Syk (NP_003168.2) のアミノ酸251-350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P43405
タンパク質分子量	72kDa/70kDa
配送	アイスバッグ