

ウサギ抗ヒトSyk モノクローナル抗体（Fc（細胞内）用） - P43405

商品番号: CM0010992



前書き

ヒトチロシンタンパク質キナーゼSYK（p72-Syk）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルを用いた細胞内フローサイトメトリーで検証済みです。B細胞受容体シグナル伝達および自然免疫研究に必須です。UniProt P43405。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトSyk mAb
別名	IMD82; p72-Syk
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6850
遺伝子ID	6850
免疫原	ヒトSyk（NP_003168.2）のアミノ酸251～350領域の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P43405
タンパク質分子量	72kDa/70kDa
輸送方法	保冷剤