

ウサギ抗ヒトSykモノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P43405

商品番号: CM0011130



前書き

と結合したヒトSyk（脾臓チロシンキナーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルの細胞内フローサイトメトリー（FC）に適しています。Sykは、B細胞受容体シグナル伝達および免疫応答における主要な非受容体型キナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトSyk mAb
備考／別名	IMD82 ; p72-Syk
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6850
GeneID	6850
免疫原	合成ペプチド ヒトSyk（NP_003168.2）のアミノ酸251～350内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P43405
タンパク質分子量	72kDa/70kDa
輸送	保冷バッグ