


ウサギ抗ヒトシンデカン4 モノクローナル抗体（Fc用） - P31431

商品番号: CM0010381



前書き

フローサイトメトリー（FC）での検証済み標識

ウサギ抗ヒトシンデカン4

モノクローナル抗体です。エクソソーム生合成を制御する細胞表面プロテオグリカンであるヒトシンデカン4（SYND4）を認識します。組換え免疫原を使用しており、フローサイトメトリーに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトシンデカン4 モノクローナル抗体
別名	SYND4
対象種	ヒト
GeneID	6385
免疫原	ヒトシンデカン4（NP_002990.2）のアミノ酸19～145番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P31431
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	氷袋梱包