

ウサギ抗ヒト T-Bet/Tbx21 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9UL17

商品番号: CM0011625

前書き

標識ウサギモノクローナル抗ヒトT-bet/Tbx21抗体。細胞内フローサイトメトリー用にバリデーション済み。Th1細胞分化研究、免疫表現型解析、転写因子解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト T-bet/Tbx21 mAb
備考/別名	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	30009
遺伝子ID	30009
免疫原	ヒトT-bet/Tbx21のアミノ酸322-535に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_037483.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UL17
タンパク質重量	58kDa
配送	アイスバッグ