

ウサギ抗ヒト T-Bet/Tbx21

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - Q9UL17

商品番号: CM0004218

前書き

ヒトT-bet/Tbx21（Q9UL17）を標的とする抱合ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーでの検証が完了しており、Th1細胞系統解析や免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト T-bet/Tbx21 mAb
別名	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	30009
免疫原	ヒトT-bet/Tbx21（NP_037483.1）のアミノ酸322-535番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UL17
タンパク質分子量	58kDa
輸送条件	保冷剤