


ウサギ抗ヒトTigitモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Q495A1

商品番号: CM0010639



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、ヒトTIGITに対する標識ウサギモノクローナル抗体（Q495A1）。免疫チェックポイント研究、T細胞およびNK細胞の抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトTIGIT mAb
備考／別名	VSIG9; VSTM3; WUCAM
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	201633
免疫原	ヒトTIGIT（NP_776160.2）のアミノ酸22～141に相当する配列を含む組換えタンパク質または組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q495A1
タンパク質分子量	18kDa/26kDa
輸送条件	保冷バッグ