

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト Tim-3/Havcr2 モノクローナル抗体 - Q8Tdq0

商品番号: CM0010185



前書き

ヒト TIM-3/HAVCR2 (CD366) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー
ー用に検証済みで、免疫学および免疫腫瘍学研究にお
いて免疫細胞上の TIM-3 検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト TIM-3/HAVCR2 モノクローナル抗体
備考/別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84868
免疫原	ヒト TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) のアミノ酸 22-200 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ