


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Tim-3/Havcr2 モノクローナル抗体 - Q8Tdq0

商品番号: CM0009771



前書き

ヒトTIM-

3/HAVCR2を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー(FC)での使用が検証済みです。免疫チェックポイント制御、T細胞枯渇、がん免疫療法研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	ウサギ抗ヒト TIM-3/HAVCR2 mAb
備考／別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
対象種	ヒト
GeneID	84868
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋