


ウサギ抗ヒトTim-3/Havcr2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Tdq0

商品番号: CM0005164



前書き

この結合ウサギモノクローナル抗体はヒトTIM-3/HAVCR2（CD366）を標的としており、T細胞、NK細胞、樹状細胞における免疫チェックポイント発現のフローサイトメトリー解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトTIM-3/HAVCR2 mAb
備考/別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84868
遺伝子ID	84868
免疫原	ヒトTIM-3/HAVCR2（NP_116171.3）のアミノ酸22-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋