

ウサギ抗ヒト Tlr1 モノクローナル抗体（Fc用） - Q15399

商品番号: CM0010184



前書き

ヒトTLR1（CD281）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）について検証済みです。細菌性リポペプチドに対する自然免疫応答に参与するToll様受容体1を認識します。免疫学および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト TLR1 mAb
備考/別名	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7096
GeneID	7096
免疫原	合成ペプチド：ヒトTLR1（NP_003254.2）のアミノ酸325-424領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15399
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスパック