


ウサギ抗ヒト Tlr1 モノクローナル抗体（Fc用） - Q15399

商品番号: CM0008446



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒトToll様受容体1 (TLR1/CD281) 用）。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。TLR 2/TLR1ヘテロ二量体介在性リポペプチド認識に関する自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト TLR1 mAb
備考/別名	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7096
GeneID	7096
免疫原	合成ペプチド（ヒトTLR1 (NP_003254.2) のアミノ酸325-424領域内の配列に対応する合成ペプチド）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15399
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ