

Rabbit Anti-Human Tnf-A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P01375

商品番号: CM0005029

前書き

フローサイトメトリー（細胞内）用に検証された、ヒトTNF- α を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトTNF- α （26 kDaタンパク質）に特異的。免疫腫瘍学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human TNF- α mAb
備考/別名	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7124
免疫原	ヒトTNF- α (NP_002344.2) のアミノ酸77-233に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01375
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋