


細胞内フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトTnf-A モノクローナル抗体 - P01375

商品番号: CM0004268



前書き

ヒトTNF-

αに対する共役ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証されています。

26

kDaのタンパク質を検出し、サイトカイン研究や免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Rabbit anti-Human TNF-α mAb
別名	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7124
免疫原	ヒトTNF-α (NP_002344.2) のアミノ酸77-233番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01375
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	氷袋