

ウサギ抗ヒト Tnfrsf10D/Trailr4 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Ubn6

商品番号: CM0009360

前書き

ヒト

TNFRSF10D/TRAILR4（デコイ受容体2）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。直接フローサイトメトリー用。アポトーシスおよびTRAILシグナル伝達の研究に適しています。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
備考／別名	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8793
GeneID	8793
免疫原	ヒト TNFRSF10D/TRAILR4（NP_003831.2）のアミノ酸56～211に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBN6
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ