

ウサギ抗ヒトTnfrsf10D/Trailr4 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Ubn6

商品番号: CM0012262

前書き

ヒトTNFRSF10D/TRAILR4（CD264、DCR2）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。この分子はTRAIL媒介アポトーシスを阻害するおとり受容体です。フローサイトメトリー（FC）に適しており、ヒト細胞で検証済みです。アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトTNFRSF10D/TRAILR4 mAb
別名	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8793
GeneID	8793
免疫原	組換えタンパク質（ヒトTNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2) のアミノ酸56～211番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBN6
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤