

ウサギ抗ヒト Tnfrsf10D/Trailr4 モノクローナル抗体 (Fc用) - Q9Ubn6

商品番号: CM0008815

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。TRAILのデコイ受容体であるヒトTNFRSF10D/TRAILR4 (TRAIL-R4, CD264) を標的とします。フローサイトメトリー用に検証済みであり、ヒト細胞上のTRAIL-R4発現を検出可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
備考/別名	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8793
GeneID	8793
免疫原	ヒトTNFRSF10D/TRAILR4のアミノ酸56-211に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003831.2)。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBN6
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスパック