

ウサギ抗ヒトTrem1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Np99

商品番号: CM0009396



前書き

で標識された、ヒトTREM1（CD354）特異的なウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。自然免疫、炎症応答、骨髄系細胞シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトTREM1 mAb
備考/別名	CD354; TREM-1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54210
遺伝子ID	54210
免疫原	ヒトTREM1（NP_061113.1）のアミノ酸21-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NP99
タンパク質分子量	18kDa/26kDa
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）