

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトTrop-2モノクローナル抗体（ ） - P09758

商品番号: CM0009588



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗ヒトTROP-2抗体。フローサイトメトリーにより腫瘍関連カルシウムシグナル伝達因子2を検出します。胎盤および膀胱癌で発現しています。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトTROP-2 mAb
備考／別名	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
種	ヒト
GeneID	4070
免疫原	ヒト（NP_002344.2）のアミノ酸27～274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09758
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ