


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトTrop-2モノクローナル抗体 - P09758

商品番号: CM0010595



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトTROP-2（TACSTD2）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。IVDアッセイ開発および腫瘍抗原研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗ヒトTROP-2 mAb
備考／別名	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA733I; GP50; MISI; TROP2; 腫瘍関連カルシウムシグナル伝達因子2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4070
免疫原	ヒトTROP-2のアミノ酸27～274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_002344.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09758
タンパク質重量	35kDa
輸送	保冷バッグ