

ウサギ抗ヒト Trop-2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P09758

商品番号: CM0005300



前書き

ヒト TROP-2 (TACSTD2) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。胎盤および腭臓がん細胞を含むヒトサンプルにおける腫瘍抗原発現の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト TROP-2 mAb
備考/別名	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
種	ヒト
遺伝子ID	4070
免疫原	ヒト (NP_002344.2) のアミノ酸 27-274 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09758
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ