

If/Icc、Fc用 ウサギ抗ヒトTrop-2モノクローナル抗体 - P09758

商品番号: CM0009134



前書き

で標識されたヒトTROP-2（TACSTD2）に対するウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法およびフローサイトメトリーでバリデーション済み。腫瘍マーカー研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトTROP-2 mAb
備考／別名	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4070
遺伝子ID	4070
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTROP-2（NP_002344.2）のアミノ酸27～274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09758
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ