


ウサギ抗ヒトUlbp2モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Bzm5

商品番号: CM0010603



前書き

ヒトULBP2（NKG2Dリガンド）を標的とする抱合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。がん細胞に発現するGPIアンカー型タンパク質を認識し、NK細胞の細胞傷害性を媒介するため、免疫腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human ULBP2 mAb
備考・別名	ULBP2; ALCAN-alpha; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; NKG2D ligand 2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80328
遺伝子ID	80328
免疫原	組換えタンパク質 ヒトULBP2（NP_079493.1）のアミノ酸26～217番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZM5
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤