

ウサギ抗ヒトβ2ミクログロブリン Mab（フローサイトメトリー用）- P61769

商品番号: CM0011249



前書き

ヒトβ2ミクログロブリン（B2M）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。B2MはMHCクラスIの主要構成要素です。抗原提示および免疫回避に関する研究を支援するフローサイトメトリー用としてバリデーション済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトβ2ミクログロブリン mAb
備考／別名	B2M; IMD43; β2ミクログロブリン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	567
GeneID	567
免疫原	ヒトβ2ミクログロブリンのアミノ酸21～119に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004039.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P61769
タンパク質分子量	13 kDa
輸送	保冷バッグ