

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト B2 マイクログロブリン モノクローナル抗体 - P61769

商品番号: CM0009481



前書き

フローサイトメトリーによるB2M検出のための標識ウサギ抗ヒトβ2-

マイクログロブリンモノクローナル抗体。免疫モニタリングおよびMHC発現研究に使用されます。この試薬はMHCクラスIの不変鎖を標的とし、抗原提示と免疫機能の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト β2 マイクログロブリン mAb
備考/別名	IMD43
種	ヒト
GeneID (ヒト)	567
GeneID	567
免疫原	ヒトβ2マイクログロブリン (NP_004039.1) のアミノ酸21-119に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P61769
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ