

ウサギ抗ヒトB2ミクログロブリンMab - P61769

商品番号: CM0012369



前書き

ヒトβ2ミクログロブリン(B2M)を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が推奨されています。免疫系研究、MHCクラスI研究、診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトβ2ミクログロブリンmAb
備考/別名	B2M; IMD43; beta-2-microglobulin
対象種	ヒト
GeneID	567
免疫原	ヒトβ2ミクログロブリン(NP_004039.1)のアミノ酸21～119番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P61769
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	水袋