

ウサギ抗ヒト $\beta 2$ ミクログロブリン

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P61769

商品番号: CM0009298



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ウサギモノクローナル抗ヒト $\beta 2$ ミクログロブリン抗体（クローン，IMD43）。ヒト特異性；14kDaのB2Mタンパク質を認識します。免疫研究およびIVDアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト $\beta 2$ ミクログロブリン mAb
備考/別名	IMD43
種	ヒト
遺伝子ID	567
免疫原	組換えタンパク質 ヒト $\beta 2$ ミクログロブリン（NP_004039.1）のアミノ酸21-119に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P61769
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋