

ウサギ抗ヒトβ2ミクログロブリン

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P61769

商品番号: CM0011428



前書き

ヒトβ2-

ミクログロブリン（B2M）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。免疫研究、MHCクラスI抗原提示研究、ならびにIVD（体外診断薬）アッセイ開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトβ2ミクログロブリン mAb
備考/別名	B2M; IMD43; beta-2-microglobulin
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	567
GeneID	567
免疫原	ヒトβ2ミクログロブリン（NP_004039.1）のアミノ酸21～119番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P61769
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤