

ウサギ抗ヒトβ2ミクログロブリンモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P61769

商品番号: CM0009230



前書き

フローサイトメトリー用のヒトβ2ミクログロブリンを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。MHCクラスI抗原提示に関与する、分泌型および細胞表面型の14kDaタンパク質を検出します。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトβ2ミクログロブリンmAb
備考／別名	IMD43
種	ヒト
GeneID	567
免疫原	ヒトβ2ミクログロブリンのアミノ酸21～119に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004039.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P61769
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ