

ウサギ抗ヒト Vcam-1/Cd106 モノクローナル抗体 (Fc) - P19320

商品番号: CM0006092



前書き

ヒトVCAM-1

(CD106)を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー(FC)で検証済み。組換え免疫原(aa 25-698)。炎症および白血球接着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト VCAM-1/CD106 mAb
備考/別名	CD106; INCAM-100
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7412
遺伝子ID	7412
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVCAM1 (NP_001069.1)のアミノ酸25-698に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P19320
タンパク質分子量	71kDa/74kDa/81kDa
発送	保冷バッグ