

ウサギ抗ヒト Vcam-1/Cd106 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P19320

商品番号: CM0005352



前書き

ヒトVCAM-1（CD106; INCAM-100）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。複数のアイソフォーム（約71、74、81 kDa）を検出。白血球接着、炎症、免疫監視に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト VCAM-1/CD106 mAb
備考/別名	CD106; INCAM-100
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7412
免疫原	ヒトVCAM-1/CD106（NP_001069.1）のアミノ酸25-698に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P19320
タンパク質分子量	71kDa/74kDa/81kDa
輸送	保冷バッグ