

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトVcam-1/Cd106モノクローナル抗体 () - P19320

商品番号: CM0012458



前書き

ヒトVCAM-1/CD106を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。内皮細胞および免疫細胞におけるVCAM-1発現のフローサイトメトリー解析に適しています。白血球接着および炎症プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトVCAM-1/CD106 mAb
備考/別名	CD106; INCAM-100
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7412
遺伝子ID	7412
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVCAM-1/CD106 (NP_001069.1) のアミノ酸25-698に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P19320
タンパク質分子量	71kDa/74kDa/81kDa
配送	氷袋